

PROMO VERANO

PRECIOS QUE TE VAN A REFRESCAR



:: VAPOR DE OZONO

DERMOSTEAM marca IBRAMED



Acción bactericida y emoliente en el proceso de reparo de la piel para los diferentes tratamientos faciales y corporales.

- ⦿ Cuidado del cabello y podología
- ⦿ Prepara la piel antes de la extracción de sebo y comedones (puntos negros y/o espinillas),
- ⦿ Suavidad de las zonas del cuerpo como talones, codos y cutículas

Promo verano:
u\$s 620 iva incl.

::PEELING ULTRASONICO

SONOPEEL marca IBRAMED



Equipo de Peeling Ultrasónico (26.5 KHz) utilizado en tratamientos médicos, estéticos y cosméticos.

Terapia combinada de baja frecuencia:

- ⦿ Ultrasonido + corriente microgalvánica
- ⦿ Ultrasonido + microcorriente
- ⦿ Terapia aislada: Corriente microgalvanica
- ⦿ Microcorriente

***Promo válida hasta el 15/02/15
NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD!!**

Promo verano:
U\$S 1600 iva incl.

Por más información:
www.biosistemas.uy/promoverano

 **biosistemas**
Calidad Total al Servicio de la Vida

Tel.: 2409 81 51
Ana Monterroso de Lavalleja 2146
info@biosistemas.com.uy
www.biosistemas.uy



PROMO VERAN 
PRECIOS QUE TE VAN A REFRESCAR



::LASERPULSE MARCA IBRAMED



Único Láser Terapéutico y Estético
con tres opciones de punteros y
Único con lápiz para localización de
puntos de acupuntura



Puntero Láser 830 nm (AsGaAl) y 904nm (AsGa).

INDICACIONES:

Rehabilitación: Analgesia, cuadros inflamatorios agudos, aumento circulatorio y regeneración de tejido.



Puntero Láser 660 nm (AlGainP) -

INDICACIONES:

Estética: Acné, limpieza de piel, cicatrices recientes, dermatitis, post-quirurgico inmediato y tardío de cirugías plásticas y tratamientos capilares como alopecias.



Promo verano:

U\$S 2200 imp. incl.

*Promo válida hasta el 15/02/15
NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD!!

Por más información:
www.biosistemas.uy/promoverano

 **biosistemas**

Calidad Total al Servicio de la Vida **

Tel.: 2409 81 51
Ana Monteroso de Lavalleja 2146
info@biosistemas.com.uy
www.biosistemas.uy



PROMO VERAN PRECIOS QUE TE VAN A REFRESCAR



::TENGA SU LABORATORIO PORTÁTIL ANALIZADOR DE LECHE LACTOSCAN



Único analizador de leche por ultrasonido.

Permite obtener de modo rápido y preciso de una sola muestra y una sola operación los valores de:

grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos (SNF), sales, contenido de agua, densidad y temperatura.

Aplicaciones:

Pago de leche
Estandarización de leche
Mejoras ganadero- lechera

- ⊙ Uso fácil: simple operación, mantenimiento, calibración e instalación.
- ⊙ Resultados en 60 segundos (60 muestras por hora).
- ⊙ Pre calibrado por 3 muestras de leche para distintos tipos de producto: vaca, oveja, UHT, cabra, descremada, leche reconstituida, crema y suero de leche.
- ⊙ Señal de aviso automático para las necesidades de limpieza

*Promo valida hasta el 15/02/15
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!!

Promo verano:

U\$S 3700 iva incl.

Por más información:
www.biosistemas.uy/promoverano

 **biosistemas**

Calidad Total al Servicio de la Vida **

Tel.: 2409 81 51
Ana Monterroso de Lavalleja 2146
info@biosistemas.com.uy
www.biosistemas.uy



PROMO VERAN 
PRECIOS QUE TE VAN A REFRESCAR

