



## Centrífuga marca MRC, modelo LCEN-100, origen Israel

- Estas centrífugas son ampliamente utilizadas en campos tales como biología, medicina, farmacología, laboratorio veterinario, etc.
- Son pequeñas, compactas, fuertes y de operación segura y simple.
- Puede acomodar tubos de 7, 10 y 15 mL sin cambiar el rotor.
- Con cerradura segura, el motor se detiene cuando se abre la cubierta.
- El timer mecánico de precisión con timbre puede setearse de 0 a 30 minutos.
- La velocidad es lineal y estable.
- Con sistema de autobalanceo, y patas de goma que resultan en una unidad estable.



### Especificaciones:

Alimentación: 220 V/50 Hz  
Rango de velocidad: hasta 2500 rpm  
Angulo del rotor: 45°  
Máx. RCF (xg): 1210 xg  
Dimensiones: 220 x 255 x 255 mm  
(alto x ancho x profundidad)  
Peso: 3 kg  
Timer: 0 a 30 min  
Capacidad máxima: 15mL x 8  
Adaptadores opcionales para 7 y 10mL