



biosistemas



Calidad Total al Servicio de La Vida ::

Centrifuga para Terapia Celular Marca MRC Modelo LCEN-101 Origen Israel

- Estas centrifugas son ampliamente utilizadas en campos tales como **biología, medicina, dermatología cirugía plástica, farmacología, laboratorio, veterinario, etc.**
- Son **pequeñas, compactas, fuertes y de operación segura y simple.**
- Para tubos de 7, 10 y 15 mL sin cambiar el rotor.
- Con cerradura segura, el motor se detiene cuando se abre la cubierta.
- El timer mecánico de precisión con timbre puede setearse de 0 a 30 minutos.
- La velocidad es lineal y estable.
- Con **sistema de autobalanceo**, y patas de goma que resultan en una unidad estable.

Especificaciones:

Alimentación: 220 V/50 Hz

Rango de velocidad: 300-6000 rpm

Angulo del rotor: 45°

Máx. RCF (xg): 4100 xg

Dimensiones: 270 x 255 x 255 mm
(alto x ancho x profundidad)

Peso: 5 kg

Timer: 0 a 30 min

Capacidad máxima: 15mL x 8

Adaptadores opcionales para 7 y 10mL



**Excelente relación
costo - beneficio**

SEGUINOS:



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavallega 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy