



# Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida



## Dermotonus Esthetic D-95

### Endermoterapia y Vacuoterapia

#### Origen Brasil

- Equipo de micro-mecanizado de alta tecnología utilizado en técnicas como la *terapia de vacío*, **Endermologie y endermologias, peeling de diamantes, peeling de cristal** (microdermoabrasión) indicado para el *foto-rejuvenecimiento*, la *reducción de líneas de expresión* (arrugas finas y medianas) de tratamiento de la hiperqueratosis, el tratamiento de las estrías, trastornos de pigmentación como melasma, hiperpigmentaciones y manchas, cicatrices y poros dilatados y microcomedones.
- **Ventosas** para limpieza de piel, post operatorio, drenaje linfático, **tratamiento de cicatrices, tonificación y descongestión de tejido.**
- El vacío es ajustable y se indica mediante un manómetro de vacío a -550 mmHg (presión negativa) con una opción de modo continuo o pulsado (repetición de pulso de 10 a 50 pulsaciones por minuto, con duración OFF del pulso de 1 segundo).
- Cuenta con 4 tipos de copas corporales de protección y 5 copas faciales con punto vacío, 3 puntas de diamante.
- Bivoltio



Empresa Certificada



Biosistemas  
Ana Monterroso de Lavalleja 2146, Montevideo, Uruguay  
Tel. (598)2 409 8151 / Fax. (598) 2400 3409

Cel. 091 384 977

ventas@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.uy

