



Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida



Dermotonus Slim D-91

Endermoterapia y Vacuoterapia

Origen Brasil



- Equipo facial y corporal de **masaje mecánico** (Endermoterapia y Vacuoterapia) con aplicabilidad en todas las técnicas de succión.
- **Ventosas** para limpieza de piel, post operatorio, drenaje linfático, **tratamiento de cicatrices, tonificación y descongestión de tejido.**
- Auxilia en los **tratamientos de rejuvenecimiento** cutáneo, línea de expresión, hiperchromía facial y corporal.
- El vacío es ajustable y se indica mediante un manómetro de vacío a -550 mmHg (presión negativa) con una opción de modo continuo o pulsado (repetición de pulso de 10 a 50 pulsaciones por minuto, con duración OFF del pulso de 1 segundo).
- Cuenta con 4 tipos de copas corporales de protección y 5 copas faciales con punto vacío, 3 puntas de diamante.
- Bivoltio
- Equipo Portátil
- Peeling de diamantes opcional.



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleya 2146, Montevideo, Uruguay

Tel. (598)2 409 8151 / Fax. (598) 2400 3409

Cel. 091 384 977

ventas@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.uy

Empresa Certificada

