



# biosistemas

Calidad Total al Servicio de la Vida ::

## **DETERMINACION DE HEMOGLOBINA EN 10 SEGUNDOS CON CALIDAD DE LABORATORIO.**



### **RAZONES PARA ELEGIR HEMOCUE HB301**

- ✓ Los resultados son comparables a los obtenidos en un laboratorio central.
- ✓ Resultados en 10 segundos.
- ✓ Sangre venosa o capilar.
- ✓ Más de 20 años en Uruguay en bancos de sangre.
- ✓ Resultados precisos que permiten tomar prevenciones con cada paciente en el momento de la intervención.
- ✓ La estabilidad del instrumento se logra siguiendo los estándares del "Comité Internacional de Estandarización en Hematología" (ICSH).
- ✓ Muestras lipídicas son medidas con igual exactitud.
- ✓ Aplicaciones en: Block Quirúrgico, Atención Primaria, Banco de Sangre, Pediatría, Ginecología y Diálisis.



[www.biosistemas.com.uy](http://www.biosistemas.com.uy)

