



Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida

I-TECH
MEDICAL DIVISION

Equipo de Presoterapia

Modelo I-PRESS 4, Origen Italia

Equipo de presoterapia de 4 cámaras de compresión analógico. Permite tratar al mismo tiempo las extremidades inferiores y la zona abdominal.

Características:

- ✓ Presión: 50÷300 mmHg \pm 10%
- ✓ Tiempo de terapia: 0÷30 min.
- ✓ Consumo: 25 W
- ✓ Alimentación: 220-240 VAC, 50-60 Hz
- ✓ Corriente: 0,2 A
- ✓ Peso: 2 Kg
- ✓ Dispositivo medico de clase IIa (CE0476 en acuerdo con MDD 93/42/CEE).

Indicaciones:

Linfedema, Hematoma, Éstasi venoso, Tratamiento anticelulítico en estadio inicial, Drenaje del brazo después de intervenciones de mastectomía, Pesadez en las piernas, Recuperación en pacientes inmovilizados o con discapacidad (en este caso la presión sustituye a la manual de masajes para fines tróficos).

I-PRESS 4 está previsto en 5 diferentes versiones, según la dotación de base:

- *I-PRESS 4 TOT* – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme con 2 derivaciones (3), dos perneras (2), dos plantillas (4), tubos de empalme a 1 derivación (6), un funda brazo (7), faja abdominal (8), adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal (9).
- *I-PRESS 4 LEG2-ABD* – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme con 2 derivaciones (3), dos perneras (2), dos plantillas (4), tubo de empalme a 1 derivación (6), faja abdominal (8), adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal (9).



Empresa Certificada



Biosistemas
Ana Monterroso de Lavalleja 2146, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2 409 8151 / Fax. (598) 2400 3409
Cel. 091 384 977
ventas@biosistemas.com.uy
www.biosistemas.uy






Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida

I-TECH
MEDICAL DIVISION

- *I-PRESS 4 LEG2* – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme con 2 derivaciones (3), dos perneras (2), dos plantillas (4).
- *I-PRESS 4 LEG1* – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, una pernera (2), tubo de empalme a 1 derivación (6).
- *I-PRESS 4 ARM1* – Accesorios incluidos: cuerpo máquina, un funda brazo (7), tubo de empalme a 1 derivación (6).

Además, están disponibles como accesorios los extensores para perneras (5) para piernas de mayor circunferencia y adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal (9).



Empresa Certificada



Biosistemas
Ana Monterroso de Lavalleja 2146, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2 409 8151 / Fax. (598) 2400 3409
Cel. 091 384 977
ventas@biosistemas.com.uy
www.biosistemas.uy

