

Ultrafreezer -86°C marca Indrel (Brasil)

Especificaciones:

Modelo: IULT 335D / 368

Dimensiones (cm): 184H x 80L x 93D

Rango de temperatura: -50°C a -86°C

Capacidad: 368 litros

Alimentación: 220V, 50/60Hz



Características:

- Ⓜ Sistema acústico y visual de alarmas por variaciones en la temperatura, falta de energía eléctrica, puerta abierta, filtro obstruido y otros.
- Ⓜ Conexión externa para alarma remota.
- Ⓜ Exterior de acero tratado químicamente y pintado con tinta anti-bacteriana.
- Ⓜ Acabado exterior con pintura epoxi.
- Ⓜ Llave general para el acceso autorizado en el panel de control.
- Ⓜ Back up energético mediante baterías recargables para controles electrónicos y sistema de alarma.
- Ⓜ Libre de CFC, aislamiento en poliuretano 150mm de espesor.
- Ⓜ Estantes individuales extraíbles de acero inoxidable con esquinas redondeadas.
- Ⓜ Sistema de puertas internas (4,5 o 6) mantienen la temperatura interna.
- Ⓜ Cámara interna fabricada totalmente en acero inoxidable.
- Ⓜ Puerta con sistema de cierre de "apertura auto" (de fácil apertura con una sola mano) y clave de seguridad. Fácil y seguro sistema de comando.
- Ⓜ Exclusivo sistema "Ultra Silence Indrel" ofrece bajo nivel de ruido 30Db.
- Ⓜ Sistema de refrigeración en cascada con dos compresores herméticos de alta eficiencia y durabilidad libre de CFC, gas refrigerante.



biosistemas

calidad total al servicio de la vida

Los congeladores Indrel están disponibles en varios tamaños, con capacidades que varían desde 90 a 710 litros.

Todos los productos cumplen con los requerimientos establecidos por ANVISA, la Organización de Salud de Brasil, Organización Mundial de la Salud y las directivas AABB con certificaciones y registros. Además nuestra empresa también está certificada con la ISO9001 sistema de calidad total, ISO 13485, marca CE y FDA.

Modelos horizontales: IULT90D / IULT2005D / IULT2430D / IULT9504D.

Modelos verticales: IULT335D-368 / IULT335D-486 / IULT335D-590 / IULT335D-710.



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy

