

Neurodyn 10 canales N49

Corriente Rusa, Aussie y Electrolipolisis

- Con un nuevo diseño y funciones, este equipo tiene recursos esenciales en las áreas de **dermato-funcional, estética y fisioterapia.**
- Dos tipos de corrientes: **Rusa** y **Aussie**, y con la técnica de **Electrolipólisis con agujas.**
- Presenta 10 canales de estímulo y 20 protocolos de tratamientos preprogramados y más de 10 protocolos particulares en los cuales el usuario puede definir sus opciones terapéuticas.
- Cuenta con el exclusivo bolígrafo aplicador facial, el cual permite controlar la intensidad de estímulo en el propio bolígrafo.
- La **Exclusiva Corriente Aussie** posibilita el uso de frecuencias portadoras de 1 KHz y 4 KHz con una variación de la frecuencia de modulación de 1 Hz a 120 Hz.
- **Corriente Rusa** trabaja con una frecuencia de 2.5 KHz con una variación en la frecuencia de modulación de 1 Hz a 120 Hz y un ciclo de trabajo igual a 50%.
- **Electrolipolisis** trabaja con una frecuencia de 2,5 Hz con una variación en la frecuencia de modulación de 5 Hz.



Especificaciones Técnicas:

Doble voltaje 127 y 220 voltios | 50/60 Hertz.

- Canales de salida: 10 canales de amplitud independiente.
- Dimensiones: 17,5 x 31,5 x 12,5 cm (W x D x H);
- Peso aproximado sin accesorios: 2,5 libras.



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy