



Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida



Neurodyn Compact N-51

Corriente Tens, Fes y Rusa

- Equipo destinado a las terapias con corrientes **TENS** (Estímulo Eléctrico Transcutáneo), **FES** (Estímulo Eléctrico Funcional) y **RUSA** (Corriente de Mediana Frecuencia modulada en Burst).
- Dos canales de salida con controles independientes de intensidad.
- Tens en los modos normal, Burst y VIF.
- Fes en los modos sincronizado, recíproco, sincronizado VIF y recíproco VIF.
- Este equipo posee controles "F" (frecuencia de repetición de pulso) variable de 0,5 Hz a 250 Hz y un control "T" (ancho de pulso) y en el modo fes permite la programación de tiempos on, off, rise y decay para el estímulo motor.
- Permite tecla especial para el disparo en modo manual y tiene LCD azul.
- Tiene 32 protocolos de tratamientos preprogramados y 20 particulares.




Características

- Bivolt 100/240 voltios (50/60 Hz).
- 2 canales amplitud de salida independiente.
- Dimensiones (cm): 27X26, 6X12, 5 (Ancho x Profundidad x Altura).
- Peso (Aproximado sin accesorios): 1,85 libras.



Indicaciones



Analgesia en condiciones de post quirúrgico inmediato y tardío
Fortalecimiento muscular
Aumento de la resistencia muscular
Reducción de la espasticidad
Parálisis musculares
Reducción de edema

Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146, Montevideo, Uruguay

Tel. (598)2 409 8151 / Fax. (598) 2400 3409

Cel. 091 384 977

ventas@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.uy

Empresa Certificada

