



UNIDAD PARA DRENAJE LINFÁTICO MECÁNICO

El 442 EndoPress es el unidad de presoterapia silencioso de Enraf-Nonius con el cual se puede dar un tratamiento eficaz y cómodo de drenaje linfático.

El EndoPress 442 está equipado con diversos programas, que ofrecen una gran variedad en la posible secuencia en la que los compartimentos se mueven a los valores de presión establecidos. Esta aproximación hace que sea posible aplicar diversas técnicas de drenaje linfático con el EndoPress 442. Esto es exactamente lo que hace al EndoPress 442 ser tan único. La presión puede ser ajustada rápida y exactamente a un valor entre 20-150 mmHg para las prendas de compresión enteras o incluso para cada prenda individual de la prenda en cuestión.

- La presión es ajustable por cada compartimento
- Un compresor potente y silencioso
- Manejo sencillo por medio de pantalla gráfica LCD
- Más de 15 secuencias pre-programadas
- 50 secuencias programables libremente

El drenaje linfático, también llamado preso-terapia, significa estimular los nódulos linfáticos y el sistema circulatorio de la linfa a través de un masaje sutil muy específico, que da como resultado la descarga de líquidos por tanto los productos de desperdicio que están situados entre las células son eliminados.

ENDOPRESS 442



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de red:	230 VAC 50-60 Hz \pm 15%
	115 VAC 50-60 Hz \pm 15%
Consumo máximo de potencia:	220 VA
Display LCD gráficos:	240x128 pixels
Ajuste de Presión:	20-150 mbar
Tiempo de tratamiento programable incrementando:	a 30 minutos
Conectores de salida (paralelo):	2
Protocolos pre-programados:	>15
Protocolos libremente programables:	50
Dimensiones (HxWxD):	39x40x93 cm
Peso:	aprox. 45kg

1442911

ENDOPRESS 442 230 VAC

ACCESORIOS STANDARD

1442753	Manual de Uso de EndoPress 442
1442810	Dummy block EndoPress 442
3444298	Cable de alimentación 230V-EUR



ACCESORIOS OPCIONALES

1442800	Prendas de compresión de pierna de 9 compartimentos
1442801	Prendas de compresión de brazo 7 compartimentos



1442800



1442801



ENRAF-NONIUS
Apartado de correos 12080
3004 GB Rotterdam
Los Países Bajos
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com