



Sonopulse II S-91

Terapia combinada de Ultrasonido con Electroterapia

Origen Brasil

- El más completo equipo de terapia combinada con las siguientes modalidades terapéuticas.
Ultrasonido de 1 MHz y 3 MHz, Corriente Rusa, Corriente de Alto Voltaje, Corriente Interferencial y Corriente Polarizada.
- Permite la terapia combinada de ultrasonido con electroestimulo o terapia aislada.
- Transductor del Ultrasonido con ERA de 10 cm² y potencia efectiva de 20 W.
- Permite las técnicas de **Sonoforesis** y **Iontoforesis**.
- Mecanismo de seguridad que controla la temperatura de la interfaz de aluminio del transductor, evitando sensaciones de calor desagradables al paciente.

