

Sonopulse III s-34

1 y 3 MHz en el mismo transductor

- De diseño moderno, funciona en las frecuencias de **1.0 Mhz y 3.0 Mhz** en el mismo transductor.
- Trabaja en los modos de emisión **continuo o pulsado con** tres diferentes frecuencias (16 Hz, 48 Hz y 100 Hz) y dos diferentes ciclos de trabajo (20% y 50%) totalizando 6 posibilidades de pulsado.
- Transductor de caucho ergonómico con un área de radiación efectiva de 3,5 cm².
- Intensidad regulable de 0,1 a 2.0 W/cm² y LCD azul.
- Asociado a uno de nuestros equipos de corriente permite el uso de la terapia combinada.
- El sonopulse III cuenta con un circuito que controla la temperatura de la parte de aluminio del transductor, evitando así, sensaciones de calor desagradables a los pacientes durante la terapia.
- Permite la programación del tiempo de terapia
- 32 Programas preestablecidos.
- El equipo viene acompañado de un maletín para transporte.



¡Seguinos!



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy